

AVERTISSEMENT :

Ces visières anti-projection sont un équipement d'urgence dans la cadre de la lutte contre la pandémie COVID19, et doivent être considérées comme tel. Elles n'ont subi aucune certification, elles ne protègent que des projections (postillons, salive, sécrétions, etc..), et en aucun cas elles ne peuvent remplacer les masques FFP2 ou tout autre type de masque médical homologué. Elles viennent en complément de ces masques professionnels, en ajoutant une protection supplémentaire.

Bien que les personnes qui fabriquent ces visières ne présentent pas de symptôme du coronavirus au moment de leur fabrication, il est nécessaire, comme pour tout autre objet, de désinfecter vos visières avant leur première utilisation. Ces visières résistent aux techniques habituelles de stérilisation (eau savonneuse, bain de désinfection, séchage, stérilisation par gaz), à l'exception de toute technique utilisant une chaleur supérieure à 60° C. L'eau de javel doit être utilisée diluée et précautionneusement (rincer après usage).

Les concepteurs et distributeurs de cet équipement ne pourront en aucun cas être tenus responsables juridiquement de l'usage qui en est fait, ni des conséquences matérielles ou médicales relatives à cet usage.

MONTAGE

Vous pouvez suivre une vidéo sur Youtube montrant les opérations de montage de la visière de protection en suivant le QRCode ci-contre.



NOMENCLATURE



Support de visière (polycarbonate)

Elastique boutonnière

Frontale (Polycarbonate)

Ecran transparent (Polyester)

ASSEMBLAGE DE L'ECRAN



Insérer une encoche de l'écran transparent bien au fond d'une extrémité de la fente du support de visière.

Reproduire l'opération de l'autre côté de la visière.

Bien positionner l'écran en insérant l'ergot central du support dans le trou de l'écran transparent. Pour se faire, les deux bandes du support peuvent être décalée en agissant sur l'élasticité de la pièce.

Une fois l'écran bien positionné, rabattre la bande avant du support pour verrouiller l'écran.

ASSEMBLAGE DE LA FRONTALE



Insérer une extrémité de la frontale en faisant passer le trou à travers la fente à l'extrémité du support. Rabattre la frontale afin de la clipser sur le petit ergot.

Répéter l'opération sur l'autre extrémité.

ASSEMBLAGE DE L'ELASTIQUE



Assembler l'élastique en faisant passer la proéminence à l'extrémité du support de visière à travers un trou de boutonnrière de l'élastique. Répéter l'opération de l'autre côté de la visière. La tension de l'élastique peut être ajustée en changeant de trou.